

Pacote de Campo Standard (em adição ao Instrumento Myrkos)

Maleta de transporte	Maleta de transporte robusta "Tudo-em-1" Produzida em HDPE de alta performance Travas do tipo pressione-e-puxe, trancáveis com cadeado Rodízios robustos e alça telescópica À prova de chuva, imersão e vibração 795 x 518 x 310 mm
Bateria de íons de Lítio recarregável	Operação em 24 VDC 7 horas de autonomia com Myrkos Sem efeito de memória 1.4 kg Ciclo de vida útil > 300 ciclos Indicador do estado da carga em LCD Inclui um módulo de controle de carga com um adaptador elétrico universal Inclui a bateria para o cabo de alimentação do Myrkos
Controlador portátil em miniatura	Tela de 10.1" Bateria de íons de Lítio de 6 células, autonomia de 10.5 horas Pré-carregado com PPMReport 3, documentação de suporte e a pasta de método do instrumento Pastas de back-up fornecidas em um cartão SD Cabo Patch de crossover RJ45 com 1.5 pés de comprimento
Módulo de gás de arraste (mínimo de 99.9999% Hélio)	42 horas de autonomia de Hélio Porta rápida embutida para medições de O2-N2 Removível para facilitar a recarga fora de campo
Maleta de transporte da seringa do <i>Shake Test</i> [®] (para 2)	Para 2 seringas de <i>Shake Test</i> [®] completas Cabe dentro da maleta de transporte do Myrkos Inclui o kit de bisnaga e uma armadilha de CO2 Contém as instruções para amostragem de óleo
Maleta de transporte da seringa do <i>Shake Test</i> [®] (para 6)	Para 6 seringas de <i>Shake Test</i> [®] completas Protege as seringas contra quedas e choques
Duto de alta pressão para enchimento	Kit de conexão necessário para recarregar o Módulo de gás de arraste (com CGA 580) Válvula de alívio de segurança pré-ajustada a 1.800 psig
Outros acessórios	Suporte para fixar a seringa do <i>Shake Test</i> [®] 5 seringas do <i>Shake Test</i> [®] adicionais 3 bolsas de filtros de óleo adicionais (25/bolsa) Guia de ajustes e operação

Operação

Ajustes	Design intuitivo e ergonômico Estação de trabalho pronta para o uso Placa ampla para operação conveniente com o controlador portátil em miniatura
Proteção do instrumento	Inclui uma trava para tampa para prevenir que esta se feche por acidente durante a operação Proteção contra sobre-temperatura passível de reajuste manual
Peso	27.8 kg

Pacote de Laboratório Standard (em adição ao Instrumento Myrkos)

Agitador de seringas	Extração de amostragem Shake Test® automatizada Instalação para encaixe seguro das seringas Sustenta até 3 seringas de Shake Test® Operação de 2 minutos com parada automática e acionamento através de um só botão 110/220 VAC, 50/60 Hz
Kit de bancada para medição de O2-N2	Porta para gás de extração ergonômica e embutida, com válvula de bloqueio Duto de conexão de 1/8 em cobre com 4 pés de comprimento, com "T" de bronze
Maleta de transporte da seringa do Shake Test® (para 6)	Para 6 seringas de Shake Test® completas Protege as seringas contra quedas e choques
Regulador de pressão de Hélio de dois estágios	Conexão CGA 580 Estabilidade de saída de alta pressão (pré-ajustada em 80 psig) Conexão de 1/8 em cobre com 4 pés de comprimento, com válvula unidirecional
Outros acessórios	5 seringas do Shake Test® adicionais 3 bolsas de filtros de óleo adicionais (25/bolsa)

Opcionais e acessórios

Seringas de <i>Shake Test</i> ®	Método compatível com ASTM D3612-02 e descrito na Norma IEC 60567 100cc, número de série individual
Inversor de veículo 12 VDC / 120 VAC	Seno puro, 300 W Conecta-se à fonte de veículo 12 VDC standard
Sessão de treinamento em campo	Sessão de treinamento em campo de 1 dia, oferecida por pessoal qualificado da Morgan Schaffer
Garantia estendida	Garantias estendidas de 3 a 5 anos disponíveis

Consumíveis

Cilindro NIST da CALGAS de gás rastreável (500cc), adequado para 200 calibrações

Bolsa de filtros de óleo (25/bolsa)

Peças sobressalentes

Bateria de íons de Lítio recarregável (somente para o Pacote de Campo)

Suporte para o apoio das seringas de Shake Test® (somente para o Pacote de Campo)

Carregador com adaptador AC universal (somente para o Pacote de Campo)

Seringa hermética de vidro (10 cc)

Filtros de CO2 para execução de ar

Filtros de CO2 para o Shake Test®

Torneira com válvula de 3 vias (20/bolsa)

8300 Saint-Patrick, Suite 150 Tel.: +001 514.739.1967
LaSalle, Quebec Fax: +001 514.739.0434
Canada H8N 2H1 e-mail: sales@morganschaffer.com

Visite nosso site: www.morganschaffer.com

MORGAN SCHAFFER é acreditada ISO/IEC 17025:2005 pelo Canadian Standards Council para todas as suas atividades de análise de óleo.
Morgan Schaffer também é certificada ISO 9001:2008

